

## KISI KISI INSTRUMEN

Variabel	Dimensi/sub variabel	Definisi operasional	Indikator	Item/bulir
Tepid sponge bath	1.1.Persiapan pasien dan alat tepid sponge bath	1.1.Mengobservasi pasien dan menyiapkan alat yang akan digunakan untuk tindakan	1.1. 1. Mengobservasi suhu tubuh klien 2. Menjelaskan prosedur pelaksanaan 3. Mempersiapkan Baskom mandi. 4. Air Hangat (37°C; 98.6°F) 5. Washlap 6. selimut mandi 7. termometer	
	1.2.Pelaksanaan tepid sponge bath	1.2.Mengintervensi pasien yang akan dilakukan tindakan	1.2. 8. Cuci tangan 9. Tutup pasien dengan selimut dan tanggalkan pakaian klien di area yang akan dikompres 10. Celupkan washlap dalam air hangat dan kemudian taruh washlap di ketiak dan paha 11. Mengusapkan spons mandi pada ekstremitas selama sekitar 5 menit. 12. Lanjutkan perlakuan untuk bagian ekstremitas lainnya selama 3-5 menit 13. Ganti air lalu taruh kembali washlap yg sudah dibasahi di ketiak dan paha 14. Lanjutkan	

	1.3.Evaluasi tindakan	1.3.Mencatat suhu pasien setelah intervensi	<p>dengan mengusapkan kembali ke ekstremitas tubuh</p> <p>15. Keringkan tubuh pasien secara menyeluruh, tutup dengan selimut tipis dan pakaikan pakaian</p> <p>16. Bereskan alat dan ganti spray bila diperlukan</p> <p>17. Cuci tangan</p> <p>1.3.</p> <p>18. Catat suhu tubuh pasien</p>	
Penurunan Suhu tubuh	Suhu Sebelum intervensi dan sesudah intervensi	penurunan jumlah panas yang diproduksi oleh proses tubuh	Termometer	